



Merci d'envoyer votre bon de commande à :
olamandin@fdsea59.fr
ou cbar@fdsea59.fr

Carte **MOISSON**
Opération « **Hygiène de traite** »
Valable jusqu'au 31/12/2024

RAISON SOCIALE :

NOM : PRENOM :

ADRESSE :

CP : COMMUNE :

TEL. FIXE : TEL PORTABLE :

E-MAIL :

ADRESSE de livraison (si différente) :

Produit	Désignation	Tarif unitaire HT	Qté	TOTAL HT
HYGIENE DE TRAITE				
	<u>Lingettes humides</u> Lingettes à usage unique de 20 x 20 cm Utilisée pour l'essuyage des pis, elle déclenche une action stimulante de la lactation. 1000 lingettes avec seau	24,45 €		
	Recharge de 1000 lingettes	20,75 €		
	<u>Lavettes lavables pour mamelles</u> En tissu non tissé Limitation bactérienne du pis Lavable en machine 95° Plus de 300 lavages Paquet de 50 lavettes Largeur : 34 cm Longueur : 37cm	15,10 €		
	<u>Laine de bois classique</u> A usage unique Economique à l'usage Simple, rapide d'utilisation, nettoyage doux Effet massant pour une bonne stimulation avant la traite 100% naturel Conditionnement en sac de 12Kg	41,90 €		
	<u>Papier essuie pis TORK</u> Feuilles prédécoupées Matière : 100% ouate de cellulose fibres 100% bio Epaisseur : 2 plis Format d'une feuille : 24.5 x 33.5 cm Certifié contact alimentaire Fabriqué en France, certifiée ISO 9001 et ISO 14001	2 bobines 24,50 € 24 bobines 24,20 € 48 bobines 23,70 €		
TOTAL HT page 1				

Produit	Désignation	Tarif unitaire HT	Qté	TOTAL HT
	<p style="text-align: center;"><u>RECONET +</u> <u>(nettoyage et désinfection de la mamelle AVANT traite)</u></p> <p>Bidon de 25 litres</p> <p><u>Composition :</u> Tensio-actifs non ioniques et anioniques en solution. Glycérine, sorbitol, lanoline // Allantoïne // Sels d'acides lactiques // Parfum eucalyptus</p> <p><u>Avantages :</u> Action nettoyante // Désinfectant // Adoucissant // Préparation des trayons à la traite</p> <p><u>Caractéristiques :</u> Savon adoucissant pour le lavage des mamelles avant la traite Liquide vert légèrement moussant Aspect : liquide vert moussant Produit diluable pH pur : 7 Densité à 20°C : 0,952 (+/- 0,1) Point de congélation : -19°C Utilisable en production BIO Conforme au Test EN 1656 de désinfection des trayons en moins de 30 secondes</p> <p><u>Mode d'emploi :</u> Il existe plusieurs façons d'utilisation du Reconet + : En pulvérisation : Mettre 15% de RECONET + dans le pulvérisateur et faire suivre d'un essuyage papier. En gobelet trempeur : Possibilité d'utiliser RECONET + en le diluant dans le gobelet auto moussant à 40% de solution dans l'eau. Préparer une solution contenant 4 litres de RECONET + dans 6 litres d'eau La solution est stable 30 jours. Faire suivre d'un essuyage avec du papier.</p>	82,00 €		
	<p style="text-align: center;"><u>RECOMENTHE</u> <u>(décontamination et protection de la mamelle après traite)</u></p> <p>Bidon de 20 litres</p> <p><u>Composition :</u> Digluconate de clorexidine : grand pouvoir désinfectant Lanoline, glycérine et sorbitol : agents adoucissants Menthae Arvensis : anti-inflammatoire et hydratant Allantoïne : cicatrisant</p> <p><u>Avantages :</u> Désinfectant // Thermorégulateur Anti-inflammatoire Hydrate</p> <p><u>Caractéristiques :</u> RECOMENTHE pour l'après traite Consommation 3.5 litres/an et par vache Aspect : liquide bleu visqueux pH pur : 5 (+/- 0,3) Densité à 20°C : 0,998 kg/L // Point de congélation : -14°C Conforme aux normes EN1040 et EN1656 // utilisable en agriculture biologique</p> <p><u>Conseils d'utilisations :</u> Le RECOMENTHE est un produit qui s'utilise pur avec un gobelet trempeur, il ne se dilue pas. Ce produit est à manipuler avec précaution. La température de conservation ne doit pas dépasser les 40°C. Garder le contenant fermé après chaque emploi.</p> <p><u>Mode d'emploi :</u> Appliquer le RECOMENTHE sur l'ensemble du troupeau sitôt le faisceau trayeur débranché.</p>	97,50 €		
		TOTAL HT page 2		

Produit	Désignation	Tarif unitaire HT	Qté	TOTAL HT
	<p align="center">Dévidoir mural</p> <p>A fixer au mur (4 points de fixations) Pour bobines allant jusqu'à 40cm de large Equipé d'une lame édentée pour couper net le papier 2 serres bobines, coloris bleu</p>	38,90 €		
	<p align="center">Testeur de mammite</p> <p>Simple grâce à son réservoir, une dose de réactif équivalente est injectée dans chaque compartiment d'une simple pression de la main. Permet de tester jusqu'à 15 vaches</p>	22,50 €		
	<p align="center">Produit de dépistage mammite</p> <p>Permet de déterminer le taux de cellules dans le lait Liquide réactif pour déterminer l'état des quartiers avec l'apparition de l'inflammation, de morceaux, d'eau ou de sang Bidon de 5L</p>	29,00 €		

LES ACCESOIRES DE TRAITE

	<p align="center">Brosse pour tank à lait</p> <p>Brosse + manche en fibre de verre de 145 cm Brosse en polypropylène Dimensions : 125 x 200 mm Résiste à l'ébullition jusqu'à 80°C Pois en polypropylène, 0.3 mm, dureté moyenne</p>	28,95 €		
	<p align="center">Huile pour machine à traire</p> <p>Bonne résistance à l'oxydation Pouvoir lubrifiant élevé Allongement de la durée de vie des organes mécaniques Absence de dépôts susceptibles de créer des risques d'incendie ou d'explosion Bidon de 5L</p>	19,90 €		
	<p align="center">Seau à lait gradué</p> <p>En plastique (polycarbonate), anse métallique Qualité alimentaire Double graduation (KG et LB) Contenance 30L Adaptable aux installations courantes (ex : Westfalia)</p>	86,50€HT		

TOTAL HT page 3

Produit	Désignation	Tarif unitaire HT	Qté	TOTAL HT
	<p align="center"><u>Tablier de traite</u></p> <p>Tablier de très haute qualité résistant aux variations thermiques (-30° à +70°C) Etanche, indéchirable et infroissable Poids : 600g/m² Composition : Polyester recouvert de PVC Taille unique Couleur : Vert</p>	11,50 €		
	<p align="center"><u>Manchette de traite softshell</u></p> <p>Ouverture pour le pouce afin d'éviter tout glissement Taille unique avec cordon de serrage sur l'avant-bras pour une fixation flexible Très hydrofuge (3000mm) et respirant (1000 g/m²) Longueur : 54 cm Conditionnement par paire</p>	11,90 €		
	<p align="center"><u>Bracelets PVC</u></p> <p>Bracelets réutilisables permettant une meilleure différenciation des vaches Longueur environ 37cm Possibilité d'écrire dessus avec un marqueur indélébile 5 couleurs possibles : Bleu, Jaune, Orange, Rouge et Vert (Préciser la couleur)</p>	1,85 €		
	<p align="center"><u>Bracelets velcro</u></p> <p>Longueur : environ 36 cm En lot de 10 bracelets de couleurs différentes (Bleu, Jaune, Rouge, Vert)</p>	5,75 €		
	<p align="center"><u>Crayons de marquage</u></p> <p>Facile d'utilisation Visibilité des couleurs Existe en 3 couleurs : Rouge, Bleu et vert (Préciser la couleur)</p>	0,90 €		
	<p align="center"><u>Spray de marquage</u></p> <p>Pour le marquage des bovins, chèvres et porcs Couleurs intenses à séchage rapide Couleur : Rouge, vert, bleu (Préciser la couleur) Contenance : 500ML</p>	4,10 €		
	<p align="center"><u>Epilateur thermique preventa 1</u></p> <p>Avec tuyau de 1,5m, branchement sur cartouche à gaz et lance courbe (100cm) Flamme froide et indolore pour l'animal Crochet de ceinture pour accrocher la cartouche de gaz Hauteur de la flamme : 20 à 25 cm Largeur de la flamme : 10 cm Pression de fonctionnement 0.5 à 3 bar Poids : 1.35 kg Mélange de butane et propane Conso 170 g/h soit 2 heures avec une cartouche</p>	154,00€HT		

Produit	Désignation	Tarif unitaire HT	Qté	TOTAL HT
	<p>Taille queue TailWell 2</p> <p>Se branche sur une perceuse sans fil (non livrée) d'au moins 14V</p> <p>Rotation recommandée : 1250 tour/min</p> <p>Rotation d'une lame externe autour d'une lame interne, protection contre les blessures</p> <p>Silencieux et permet une tonte régulière</p> <p>Temps : 4 secondes par queue</p>	345,00€HT		
TOTAL HT page 5				
TOTAL HT page 1 + Total HT page 2 + Total HT page 3 + TOTAL HT page 4 + TOAL HT page 5				
Livraison à domicile offerte pour les adhérents FDSEA !				0,00 €HT
TVA 20%				
TOTAL TTC				

Veillez cocher votre mode de règlement :

- Règlement par **virement bancaire** (Vous recevrez un mail avec le RIB de la SAS CEBAG lorsque votre commande sera saisie)
- Règlement par **CB** (Vous recevrez un mail avec un lien sécurisé pour effectuer le paiement)
- Règlement par **chèque** (chèque à l'ordre de SAS CEBAG à faire à la commande) *

*Merci de ne pas tenir compte du mail automatique qui vous sera envoyé par le fournisseur lors de la saisie de votre commande